

FERTIGUNGSANWEISUNG

FÜR DIE EINARBEITUNG VON ORTHOPÄDISCHEN EINLAGEN IN SICHERHEITSSCHUHEN GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

Diese Fertigungsanweisung definiert die einzelnen Arbeitsschritte und legt die zu verwendenden Materialkomponenten fest, die als orthopädische Einlagen für ELTEN-Sicherheitsschuhe verwendet werden dürfen. Die Anweisung ist notwendig, um die Konformität mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung auch noch nach Einarbeitung der orthopädischen Einlage zu gewährleisten. Bei Abweichung der Fertigung von dieser Anweisung erlischt die Gültigkeit der EU-Baumuster-Prüfbescheinigung und es besteht Haftungsrisiko!

ARBEITSSCHRITTE UND MATERIALKOMPONENTEN

- Diese Fertigungsanweisung gilt für den Einsatz der orthopädischen Weichpolster-Rohlinge Artikel **SoftAstatic** SAV-02 und SA-PUR-02 der Firma Mander-Malms Schuhtechnik GmbH.
- **Eigenschaften des Artikels SAV:** ESD-fähig, mit Perforation, individuelle Polsterung möglich, mit oder ohne Versteifung, 8mm Verkürzungsausgleich möglich, mit Deckmaterial und als ganzflächige Einlage einsetzbar. Die orthopädische Einlage kann für die Artikel der Produktgruppen ELTEN Barefooter, ELTEN Biomex Dynamics, ELTEN Biomex Protection®, ELTEN Business, ELTEN Dialution, ELTEN Dimension Pro, ELTEN Ergo-Active, ELTEN E-Track, ELTEN Fire, ELTEN Fun, ELTEN L10, ELTEN Miss L10, ELTEN New Classics, ELTEN Nova, ELTEN Safeguard, ELTEN Safety-Grip, ELTEN Specials, ELTEN Trainers, ELTEN Trekking Lady, ELTEN Wellmaxx, ELTEN White und LOWA Work Collection, verwendet werden.
- **Eigenschaften des Artikels SA-PUR:** ESD-fähig, mit Perforation, individuelle Polsterung möglich, Pelottenstärke leicht, Medialer Längsbogen mit leichter Stütze unter Sustentaculum tali, Materialstärke im Kappenbereich 2mm, Materialstärke am Rückfuß ca. 4mm, mit verschiedenem Deckmaterial und als ganzflächige Einlage einsetzbar. Die orthopädische Einlage kann für die Artikel der Produktgruppen ELTEN Barefooter, ELTEN Biomex Dynamics, ELTEN Biomex Protection, ELTEN Business, ELTEN Dialution, ELTEN Dimension Pro, ELTEN Ergo-Active, ELTEN E-Track, ELTEN Fire, ELTEN Fun, ELTEN L10, ELTEN Miss L10, ELTEN New Classics, ELTEN Nova, ELTEN Safeguard, ELTEN Safety-Grip, ELTEN Specials, ELTEN Trainers, ELTEN Trekking Lady, ELTEN Wellmaxx und LOWA Work Collection verwendet werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mander-malms.de
- Die aktuellen ELTEN Artikel, für die diese Zuordnung gilt, finden Sie auf den Folgeseiten.
- Basisprodukt ist der serienmäßig gefertigte Schuh aus dem zertifizierten ELTEN Sortiment.

ARTIKEL SOFTASTATIC SAV MANDER

- Der Weichpolster-Rohling kann durch den Orthopädietechniker orthopädisch verändert werden. (Innen-/ Außenranderrhöhungen, Tieflegungen und Polsterungen, Fersenerhöhungen bis maximal 1 cm)
- Die Materialstärke dieser Einlegesohle darf im Stahlkappenbereich maximal 3,0 mm betragen.
- Die Einlegesohle darf nur mit dem von der Firma Mander-Malms vorgeschriebenen Klebstoff und Deckmaterial beschichtet werden, um die Bauhöhe und Antistatikwirkung der Einlegesohle weiterhin zu gewährleisten.
- Die Firma Mander-Malms stellt die Materialkomponenten durch den bestellbaren Bausatz oder in 7 verschiedenen fußtypgerechten Einlagenrohlingen bereit. Es ist ebenfalls ein Fräsrohling für CAD-Fräsen lieferbar.
- Im Fersenbereich kann ein Verkürzungsausgleich von bis zu 8mm durch die Verwendung der SoftAstatic-Einlage vorgenommen werden.
- Alle zur Veränderung der Einlagen benötigten Komponenten (Polster, Versteifungsmaterial, Aufbaumaterial, Klebstoff) müssen zugelassen sein und können ausschließlich über die Mander-Malms GmbH bezogen werden.
- Die individuell hergestellten Einlagen müssen im Vorfußbereich perforiert werden um die Baumusterbestimmungen zu erfüllen. (Die Lochmatrize kann ebenfalls über die Mander-Malms GmbH bezogen werden.)

MANDER-MALMS



FERTIGUNGSANWEISUNG

ARTIKEL SOFTASTATIC SA PUR MANDER

- Der Weichpolster-Rohling kann durch den Orthopädietechniker orthopädisch verändert werden. (Anwendung bei leichtem Knick-Senk-Spreizfuß)
- Die Materialstärke dieser Einlegesohle darf im Stahlkappenbereich maximal 3,0mm betragen.
- Die Einlegesohle darf nur mit dem von der Firma Mander-Malms vorgeschriebenen Klebstoff und Deckmaterial beschichtet werden, um die Bauhöhe und Antistatikwirkung der Einlegesohle weiterhin zu gewährleisten.
- Alle zur Veränderung der Einlage benötigten Komponenten (Polster, EVA Platten, Deckmaterial, Klebstoff) müssen zugelassen sein und können ausschließlich über die Mander-Malms GmbH bezogen werden.
- Die individuell hergestellten Einlagen müssen im Vorfußbereich perforiert werden um die Baumusterbestimmungen zu erfüllen. (Die Lochmatrize kann ebenfalls über die Mander-Malms GmbH bezogen werden.)

KENNZEICHNUNG

- Die orthopädische Veränderung ist im Schuh unterhalb der orthopädischen Einlage entsprechend durch das verändernde Organ zu kennzeichnen:
 - a) mit Name des Herstellers (Name des Orthopädiebetriebes)
 - b) mit der Typnummer (siehe nachfolgende Tabelle)

MANDER-MALMS



FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SAV-02	BAREFOOTER	92230	APACHE black Low 01	414
SoftAstatic SAV-02	BAREFOOTER	92220	APACHE black-white Low 01	414
SoftAstatic SAV-02	BAREFOOTER	92240	APACHE white Low 01	414
SoftAstatic SAV-02	BAREFOOTER	92260	KIOWA BOA® black Low 01	414
SoftAstatic SAV-02	BAREFOOTER	92250	MAIDU black Low 01	414
SoftAstatic SAV-02	BIOMEX DYNAMICS	712551	IMPULSE green Easy ESD S1P	369
SoftAstatic SAV-02	BIOMEX DYNAMICS	722551	IMPULSE green Low ESD S1P	369
SoftAstatic SAV-02	BIOMEX DYNAMICS	762551	IMPULSE green Mid ESD S1P	369
SoftAstatic SAV-02	BIOMEX DYNAMICS	71245	IMPULSE grey Easy ESD S1	367
SoftAstatic SAV-02	BIOMEX DYNAMICS	72245	IMPULSE grey Low ESD S1	367
SoftAstatic SAV-02	BIOMEX DYNAMICS	72271	REACTION grey Low ESD S3	369
SoftAstatic SAV-02	BIOMEX PROTECTION	765511	ARTURO black-red Mid ESD S3	384
SoftAstatic SAV-02	BIOMEX PROTECTION	765521	NICOLO black Mid ESD S1P	384
SoftAstatic SAV-02	BIOMEX PROTECTION	763421	RENZO Biomex ESD S3	14
SoftAstatic SAV-02	BIOMEX PROTECTION	765421	RENZO Biomex GTX ESD S3 CI	27
SoftAstatic SAV-02	BIOMEX PROTECTION	765501	TOMMASO green Mid ESD S1P	384
SoftAstatic SAV-02	BUSINESS	71306	ADVISER Low ESD S2	85
SoftAstatic SAV-02	BUSINESS	71301	ADVISER Low ESD S3	6
SoftAstatic SAV-02	BUSINESS	76347	CHELSEA XW Mid ESD S2	200
SoftAstatic SAV-02	BUSINESS	71307	OFFICER ESD S2	85
SoftAstatic SAV-02	BUSINESS	972312	OFFICER GTX XW ESD 02	199
SoftAstatic SAV-02	BUSINESS	72307	OFFICER XW ESD S2	200
SoftAstatic SAV-02	DIALUTION	725511	DIALUTION Low ESD S3	362
SoftAstatic SAV-02	DIMENSION PRO	71733	AMBITION blue Easy ESD S1	13
SoftAstatic SAV-02	DIMENSION PRO	72733	AMBITION blue Low ESD S1	13
SoftAstatic SAV-02	DIMENSION PRO	76733	AMBITION blue Mid ESD S1	13
SoftAstatic SAV-02	DIMENSION PRO	72752	AMBITION BOA® Low ESD S2	18
SoftAstatic SAV-02	DIMENSION PRO	76752	AMBITION BOA® Mid ESD S2	18
SoftAstatic SAV-02	DIMENSION PRO	72721	DUSTIN BOA® Low ESD S3	75
SoftAstatic SAV-02	DIMENSION PRO	727821	HORIZON Low ESD S3	75
SoftAstatic SAV-02	DIMENSION PRO	767821	HORIZON Mid ESD S3	75
SoftAstatic SAV-02	DIMENSION PRO	76643	MOTION Mesh Mid ESD S1	13
SoftAstatic SAV-02	DIMENSION PRO	722851	REACTION blue Low ESD S3	75
SoftAstatic SAV-02	DIMENSION PRO	762851	REACTION blue Mid ESD S3	75
SoftAstatic SAV-02	DIMENSION PRO	72753	RUSHER Low ESD S1	13

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7238401	ADAM ESD S1 Typ 1	127
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7238402	ADAM ESD S1 Typ 2	127
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7238403	ADAM ESD S1 Typ 3	127
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7175101	ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 1	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7175102	ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 2	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7175103	ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 3	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7275101	ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7275102	ANTHONY red Low ESD S1P Typ 2	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7275103	ANTHONY red Low ESD S1P Typ 3	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7675101	ANTHONY red Mid ESD S1P Typ 1	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7675102	ANTHONY red Mid ESD S1P Typ 2	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7675103	ANTHONY red Mid ESD S1P Typ 3	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7279101	DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 1	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7279102	DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 2	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7279103	DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7679101	DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 1	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7679102	DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 2	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7679103	DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 3	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7207701	GRANT blue Low ESD S1 Typ 1	127
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7207702	GRANT blue Low ESD S1 Typ 2	127
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7207703	GRANT blue Low ESD S1 Typ 3	127
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7225201	GRANT red Low ESD S1 Typ 1	127
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7225202	GRANT red Low ESD S1 TYP 2	127
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7225203	GRANT red Low ESD S1 TYP 3	127
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7171501	IMPULSE EA blue Easy ESD S1 Typ 1	386
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7171502	IMPULSE EA blue Easy ESD S1 Typ 2	386
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7171503	IMPULSE EA blue Easy ESD S1 Typ 3	386
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7271501	IMPULSE EA blue Low ESD S1 Typ 1	386
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7271502	IMPULSE EA blue Low ESD S1 Typ 2	386
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7271503	IMPULSE EA blue Low ESD S1 Typ 3	386
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7272601	IMPULSE EA blue Low ESD S2 Typ 1	387
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7272602	IMPULSE EA blue Low ESD S2 Typ 2	387
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7272603	IMPULSE EA blue Low ESD S2 Typ 3	387
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7672601	IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 1	387
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7672602	IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 2	387

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7672603	IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 3	387
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7283101	MASON Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 1	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7283102	MASON Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 2	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7283103	MASON Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 3	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7683101	MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 1	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7683102	MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 2	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7683103	MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 3	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7281101	MASON Pro Low ESD S3 Typ 1	393
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7281102	MASON Pro Low ESD S3 Typ 2	393
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7281103	MASON Pro Low ESD S3 Typ 3	393
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7681101	MASON Pro Mid ESD S3 Typ 1	393
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7681102	MASON Pro Mid ESD S3 Typ 2	393
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7681103	MASON Pro Mid ESD S3 Typ 3	393
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7282101	MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 1	397
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7282102	MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 2	397
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7282103	MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 3	397
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7682101	MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 1	397
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7682102	MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 2	397
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7682103	MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 3	397
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7215401	MATS ESD S2 Typ 1	128
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7215402	MATS ESD S2 Typ 2	128
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7215403	MATS ESD S2 Typ 3	128
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7277101	MATTHEW Low ESD S3 Typ 1	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7277102	MATTHEW Low ESD S3 Typ 2	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7277103	MATTHEW Low ESD S3 Typ 3	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7677101	MATTHEW Mid ESD S3 Typ 1	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7677102	MATTHEW Mid ESD S3 Typ 2	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7677103	MATTHEW Mid ESD S3 Typ 3	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7278101	MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 1	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7278102	MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 2	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7278103	MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 3	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7678101	MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 1	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7678102	MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 2	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7678103	MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 3	392
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7276101	MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 1	388

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbhMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7276102	MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 2	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7276103	MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 3	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7676101	MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 1	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7676102	MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 2	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7676103	MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 3	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7247101	ROB ESD S3 Typ 1	93
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7247102	ROB ESD S3 Typ 2	93
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7247103	ROB ESD S3 Typ 3	93
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7647101	RUBEN ESD S3 Typ 1	93
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7647102	RUBEN ESD S3 Typ 2	93
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7647103	RUBEN ESD S3 Typ 3	93
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	727301	SAMMY ESD S1 Typ 1	127
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	727302	SAMMY ESD S1 Typ 2	127
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	727303	SAMMY ESD S1 Typ 3	127
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7670101	TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 1	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7670102	TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 2	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7670103	TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 3	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7273101	WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 1	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7273102	WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 2	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7273103	WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 3	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7274101	WILLIAM red Low ESD S1P Typ 1	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7274102	WILLIAM red Low ESD S1P Typ 2	388
SoftAstatic SAV-02	ERGO-ACTIVE	7274103	WILLIAM red Low ESD S1P Typ 3	388
SoftAstatic SAV-02	E-TRACK	729611	JOURNEY black Low ESD S3	341
SoftAstatic SAV-02	E-TRACK	729621	JOURNEY blue Low ESD S1P	341
SoftAstatic SAV-02	E-TRACK	729641	JOURNEY blue-red Low ESD S1P	341
SoftAstatic SAV-02	E-TRACK	729630	JOURNEY grey Low ESD S1	339
SoftAstatic SAV-02	E-TRACK	729661	RUNAWAY black Low ESD S3	341
SoftAstatic SAV-02	E-TRACK	729671	RUNAWAY brown Low ESD S3	341
SoftAstatic SAV-02	E-TRACK	729685	WHITE Grip Low ESD S2	340
SoftAstatic SAV-02	FIRE	89601	CLAY ESD F2A	440
SoftAstatic SAV-02	FIRE	89631	COLIN GTX BOA® ESD F2A	440
SoftAstatic SAV-02	FIRE	89641	CRAIG GTX ESD F2A	440
SoftAstatic SAV-02	FIRE	89611	CRUZ GTX ESD F2A	440
SoftAstatic SAV-02	FIRE	89621	CURT GTX ESD F2A	440

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SAV-02	FIRE	89211	EURO PROOF F2A	26
SoftAstatic SAV-02	FIRE	89221	EURO PROOF GTX F2A	26
SoftAstatic SAV-02	FIRE	89231	FIRE PROOF GTX F2A	26
SoftAstatic SAV-02	FIRE	89201	MASTER F2A	73
SoftAstatic SAV-02	FUN	723381	MAVERICK black Low ESD S3	332
SoftAstatic SAV-02	FUN	723391	MAVERICK black-red Low ESD S3	332
SoftAstatic SAV-02	FUN	763391	MAVERICK black-red Mid ESD S3	332
SoftAstatic SAV-02	FUN	723351	MAVERICK blue Low ESD S1P	332
SoftAstatic SAV-02	FUN	723341	MAVERICK red Low ESD S3	332
SoftAstatic SAV-02	L10	72109	BREEZER grey Low ESD S1	19
SoftAstatic SAV-02	L10	762091	DELUXE GTX Mid ESD S3 CI	299
SoftAstatic SAV-02	L10	722081	DELUXE Low ESD S3	299
SoftAstatic SAV-02	L10	782071	DESPERADO ESD S3	9
SoftAstatic SAV-02	L10	761091	EMOTION ESD S3	11
SoftAstatic SAV-02	L10	72081	GHOST BOA® Low ESD S3	265
SoftAstatic SAV-02	L10	72071	GHOST Low ESD S3	265
SoftAstatic SAV-02	L10	92110	MAROON Low ESD O2	5
SoftAstatic SAV-02	L10	72110	MAROON Low ESD S2	10
SoftAstatic SAV-02	L10	972220	NORRIS white-red Low ESD O1	20
SoftAstatic SAV-02	L10	72322	PURE Easy ESD S1	37
SoftAstatic SAV-02	L10	72312	PURE Slipper Low ESD S2	38
SoftAstatic SAV-02	L10	72340	PURE Slipper Low ESD S2	38
SoftAstatic SAV-02	L10	72106	SENSATION Low ESD S2	10
SoftAstatic SAV-02	L10	76106	SENSATION Mid ESD S2	10
SoftAstatic SAV-02	L10	72201	SENSATION Up Low ESD S3	299
SoftAstatic SAV-02	L10	76201	SENSATION Up Mid ESD S3	299
SoftAstatic SAV-02	L10	721081	SHADOW Low ESD S3	11
SoftAstatic SAV-02	L10	761081	SHADOW Mid ESD S3	11
SoftAstatic SAV-02	L10	72123	SKATER ESD S2	10
SoftAstatic SAV-02	L10	721071	VINTAGE Low ESD S3	11
SoftAstatic SAV-02	L10	761071	VINTAGE Mid ESD S3	11
SoftAstatic SAV-02	L10	722071	VINTAGE Pirate Low ESD S3	9
SoftAstatic SAV-02	L10	762071	VINTAGE Pirate Mid ESD S3	9
SoftAstatic SAV-02	MISS L10	74171	GHOST Lady Low ESD S3	241
SoftAstatic SAV-02	MISS L10	74106	SENSATION Lady Low ESD S2	213

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SAV-02	MISS L10	74206	SENSATION Lady Mid ESD S2	213
SoftAstatic SAV-02	MISS L10	74151	VINTAGE Lady black Low ESD S3	214
SoftAstatic SAV-02	MISS L10	74251	VINTAGE Lady black Mid ESD S3	214
SoftAstatic SAV-02	MISS L10	74101	VINTAGE Lady Low ESD S3	214
SoftAstatic SAV-02	MISS L10	74201	VINTAGE Lady Mid ESD S3	214
SoftAstatic SAV-02	NEW CLASSICS	76685	BEN ESD S2	316
SoftAstatic SAV-02	NEW CLASSICS	72685	BRUNO ESD S2	316
SoftAstatic SAV-02	NEW CLASSICS	716271	LASLO ESD S1P	317
SoftAstatic SAV-02	NEW CLASSICS	72623	LEN ESD S2	316
SoftAstatic SAV-02	NEW CLASSICS	726231	LEN ESD S3	318
SoftAstatic SAV-02	NEW CLASSICS	72628	LEROY Low ESD S2	316
SoftAstatic SAV-02	NEW CLASSICS	726281	LEROY Low ESD S3	317
SoftAstatic SAV-02	NEW CLASSICS	76628	LEROY Mid ESD S2	316
SoftAstatic SAV-02	NEW CLASSICS	766281	LEROY Mid ESD S3	317
SoftAstatic SAV-02	NEW CLASSICS	76623	LEX ESD S2	316
SoftAstatic SAV-02	NEW CLASSICS	766231	LEX ESD S3	318
SoftAstatic SAV-02	NEW CLASSICS	766241	LEX Steel ESD S3	317
SoftAstatic SAV-02	NOVA	74801	IMPULSE Lady aqua Easy ESD S1P	323
SoftAstatic SAV-02	NOVA	74811	IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P	323
SoftAstatic SAV-02	NOVA	74831	IMPULSE Lady BOA® aqua Low ESD S1P	323
SoftAstatic SAV-02	NOVA	74841	IMPULSE Lady BOA® aqua Mid ESD S1P	323
SoftAstatic SAV-02	NOVA	74751	LINDA red Low ESD S3	322
SoftAstatic SAV-02	NOVA	74770	MAJA Easy ESD S1	320
SoftAstatic SAV-02	NOVA	74771	MAJA Easy ESD S1P	323
SoftAstatic SAV-02	NOVA	74741	MAJA GTX Mid ESD S3	322
SoftAstatic SAV-02	NOVA	74780	MAJA Low ESD S2	321
SoftAstatic SAV-02	NOVA	74781	MAJA Low ESD S3	323
SoftAstatic SAV-02	NOVA	74790	MAJA Mid ESD S2	321
SoftAstatic SAV-02	NOVA	74791	MAJA Mid ESD S3	323
SoftAstatic SAV-02	NOVA	74820	MIEKE Low ESD S2	321
SoftAstatic SAV-02	NOVA	74710	MILA aqua Easy ESD S1	320
SoftAstatic SAV-02	NOVA	74720	MILA aqua Low ESD S1	320
SoftAstatic SAV-02	SAFEGUARD	76591	JOHNNY ESD S3 CI	284
SoftAstatic SAV-02	SAFEGUARD	76521	JOSCHI ESD S3 CI	284
SoftAstatic SAV-02	SAFEGUARD	76531	JOSCHI GTX ESD S3 CI	284

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbhMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SAV-02	SAFEGUARD	768551	SANDER AL ESD S3	284
SoftAstatic SAV-02	SAFEGUARD	768531	SANDER BOA® ESD S3	284
SoftAstatic SAV-02	SAFEGUARD	727651	SCOTT BOA® ESD S1P	284
SoftAstatic SAV-02	SAFEGUARD	728551	SENX AL ESD S3	284
SoftAstatic SAV-02	SAFEGUARD	728531	SENX BOA® ESD S3	284
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	727641	ALESSIO Steel Low ESD S3	27
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	767641	ALESSIO Steel Mid ESD S3	27
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	767741	ALESSIO Steel Rubber Mid ESD S3	91
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	767761	ALESSIO Steel Rubber XW Mid ESD S3	205
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	767771	ALESSIO Steel Rubber XXW Mid ESD S3	205
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	727661	ALESSIO Steel XW Low ESD S3	203
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	767661	ALESSIO Steel XW Mid ESD S3	203
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	727671	ALESSIO Steel XXW Low ESD S3	203
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	767671	ALESSIO Steel XXW Mid ESD S3	203
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	68461	JORIS GTX S3 CI	91
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	727451	LAURENZO BOA® Low ESD S3	14
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	767451	LAURENZO BOA® Mid ESD S3	14
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	766841	LAURENZO PU Mid ESD S3	14
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	766941	LAURENZO Rubber Mid ESD S3	67
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	766961	LAURENZO Rubber XW Mid ESD S3	204
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	766981	LAURENZO Rubber XXW Mid ESD S3	204
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	60561	LUTZ S3 HI	91
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	65461	RENZO D30® Mid S3	91
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	67471	RENZO Glass S3 CR	91
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	765451	RENZO GTX Mid ESD S3 CI	27
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	765481	RENZO GTX XW Mid ESD S3 CI	203
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	765491	RENZO GTX XXW Mid ESD S3 CI	203
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	725841	RENZO Low ESD S3	27
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	765841	RENZO Mid ESD S3	27
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	764751	RENZO S High ESD S3 HI	91
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	65741	RENZO Winter S3 CI	14
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	725861	RENZO XW Low ESD S3	203
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	765861	RENZO XW Mid ESD S3	203
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	725881	RENZO XXW Low ESD S3	203
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	765881	RENZO XXW Mid ESD S3	203

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	78671	RIGGER Boot ESD S3 CI	14
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	721191	TILL Low ESD S3 HI	44
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	761191	TILL Mid ESD S3 HI	44
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	72061	TOBY Low ESD S3 HI	44
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	76061	TOBY Mid ESD S3 HI	44
SoftAstatic SAV-02	SAFETY-GRIP	86771	WILL S3 CI	27
SoftAstatic SAV-02	SPECIALS	66081	ANDERSON Loop S3 HI	308
SoftAstatic SAV-02	SPECIALS	66071	ANDERSON Roof S3 HI	308
SoftAstatic SAV-02	SPECIALS	88781	ARBORIST GTX S3 CI	66
SoftAstatic SAV-02	SPECIALS	8681	CALVIN S3 HI	91
SoftAstatic SAV-02	SPECIALS	64461	CARL S3 HI	91
SoftAstatic SAV-02	SPECIALS	86541	ERIC S3 CI	76
SoftAstatic SAV-02	SPECIALS	65841	GEORGE S3 HI	80
SoftAstatic SAV-02	SPECIALS	8771	LUIS S3 HI	91
SoftAstatic SAV-02	SPECIALS	8651	STAN S3 HI	80
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	72178	EASY blue ESD S1	49
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	72170	MOTION Air ESD S1	311
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	72182	MOTION Low ESD S2	312
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	728781	NICK ESD S3	32
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	76872	SANDER ESD S2	312
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	768321	SANDER ESD S3	56
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	768571	SANDER Pro GTX ESD S3	56
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	71872	SCOTT ESD S1	311
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	72121	SCOTT ESD S1P	56
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	726661	SCOTT Pro ESD S1P	56
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	72872	SENEX ESD S2	312
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	728321	SENEX ESD S3	56
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	728571	SENEX Pro GTX ESD S3	56
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	72131	SID ESD S3	56
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	72138	STEPHEN ESD S1	49
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	72825	SUNNY ESD S1	49
SoftAstatic SAV-02	TRAINERS	72622	TRIBUTE black Low ESD S2	312
SoftAstatic SAV-02	TREKKING LADY	742121	LENA black-blue Low ESD S3	426
SoftAstatic SAV-02	TREKKING LADY	746121	LENA black-blue Mid ESD S3	426
SoftAstatic SAV-02	TREKKING LADY	742141	LENA blue Low ESD S3	425

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SAV-02	TREKKING LADY	746141	LENA blue Mid ESD S3	425
SoftAstatic SAV-02	TREKKING LADY	742151	LENA BOA® Low ESD S3	425
SoftAstatic SAV-02	TREKKING LADY	746151	LENA BOA® Mid ESD S3	425
SoftAstatic SAV-02	TREKKING LADY	742131	LENA GTX black-red Low ESD S3 CI	425
SoftAstatic SAV-02	TREKKING LADY	746131	LENA GTX black-red Mid ESD S3 CI	425
SoftAstatic SAV-02	TREKKING LADY	746171	LILLY black High ESD S3 CI	425
SoftAstatic SAV-02	TREKKING LADY	746161	LILLY black Mid ESD S3	425
SoftAstatic SAV-02	TREKKING LADY	742102	LOTTE aqua Low ESD S2	424
SoftAstatic SAV-02	TREKKING LADY	746102	LOTTE aqua Mid ESD S2	424
SoftAstatic SAV-02	TREKKING LADY	742111	LOTTE GTX blue Low ESD S3 CI	425
SoftAstatic SAV-02	TREKKING LADY	746111	LOTTE GTX blue Mid ESD S3 CI	425
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729925	BREEZER XX10 Low ESD S1	418
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729310	BROKER XXB black Low ESD S1	430
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729311	BROKER XXB black Low ESD S1P	432
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729596	BROKER XXB blue Low ESD S1	430
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729593	DIRECTOR XXB black Low ESD S1	430
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729594	DIRECTOR XXB blue Low ESD S1	430
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729592	DIRECTOR XXB grey Low ESD S1	430
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	719460	ETHAN Easy ESD S1	302
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	741531	HANNAH XXTL black-red Easy ESD S1P	462
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	742531	HANNAH XXTL black-red Low ESD S3	462
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	746531	HANNAH XXTL black-red Mid ESD S3	462
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	742561	HANNAH XXTL BOA® black-red Low ESD S3	462
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	746561	HANNAH XXTL BOA® black-red Mid ESD S3	462
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	742581	HENNY XXTL black Low ESD S3	462
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	746581	HENNY XXTL black Mid ESD S3	462
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	741301	IMPULSE Lady XXTL blue Easy ESD S1P	462
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	742301	IMPULSE Lady XXTL blue Low ESD S1P	462
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	719755	IMPULSE XXT blue Easy ESD S1	398
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729755	IMPULSE XXT blue Low ESD S1	398
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729711	LAKERS XXT Low ESD S1P	400
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769711	LAKERS XXT Mid ESD S1P	400
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	974610	LANA black-red Low ESD O1	78
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729691	LANCE black Low ESD S1P	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729695	LANCE grey Low ESD S1	375

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729505	LONDON grey Low ESD S1	375
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	728110	LARKIN XXSports black-blue Low ESD S1	122
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	728111	LARKIN XXSports black-grey Low ESD S1P	124
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	728101	LARKIN XXSports blue Low ESD S1P	124
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729601	LELAND blue Low ESD S1P	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729581	LELAND GTX grey Low ESD S3	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729591	LELAND GTX lime Low ESD S3	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729425	LOGAN blue Low ESD S1	302
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729525	LONNY blue Low ESD S1	375
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	719521	LONNY red Easy ESD S1P	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729521	LONNY red Low ESD S1P	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	749531	MADDIE grey Easy ESD S1P	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	949502	MADDIE grey Low ESD 01	78
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	749501	MADDIE grey Low ESD S1P	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	929563	MADDOX black leather Low ESD 02	79
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729461	MADDOX black-grey Low ESD S3	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	929652	MADDOX black-red Low ESD 02	79
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729561	MADDOX black-red Low ESD S3	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769561	MADDOX black-red Mid ESD S3	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729571	MADDOX blue Low ESD S1P	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729161	MADDOX BOA® black-grey Low ESD S3	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729151	MADDOX BOA® black-red Low ESD S3	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769151	MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729631	MADDOX darkblue Low ESD S3	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729551	MADDOX grey-blue Low ESD S1P	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769551	MADDOX grey-blue Mid ESD S1P	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729241	MADDOX GTX W black-red Low ESD S3 CI	437
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769241	MADDOX GTX W black-red Mid ESD S3 CI	437
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729231	MADDOX W black-grey Low ESD S3	437
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729201	MADDOX W black-red Low ESD S3	437
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729651	MADDOX W yellow Low ESD S3	437
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729511	MALCOLM blue Low ESD S1P	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729501	MALCOLM grey Low ESD S1P	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729541	MALVIN blue Low ESD S3	377
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769541	MALVIN blue Mid ESD S3	377

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	723231	MANAGER XXB Low ESD S3	432
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	972540	MARC black Low ESD 02	79
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	972530	MARC white Low ESD 02	79
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	728121	MARTEN XXSports blue Low ESD S1P	124
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	768121	MARTEN XXSports blue Mid ESD S1P	124
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	728160	MARTEN XXSports grey-red Low ESD S1	122
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	728131	MARTEN XXSports Pro black Low ESD S3	124
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	768131	MARTEN XXSports Pro black Mid ESD S3	124
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	728141	MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Low ESD S3	124
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	768141	MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Mid ESD S3	124
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	728181	MARTY XXSports Low ESD S3	124
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729451	MILES Low ESD S3	304
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769451	MILES Mid ESD S3	304
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729440	MILOW Low ESD S2	303
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	725931	MILTON Low ESD S3	381
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	765931	MILTON Mid ESD S3	381
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729920	NED XX10 black Low ESD S2	419
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729910	NEWTON XX10 black Low ESD S2	419
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769910	NEWTON XX10 black Mid ESD S2	419
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729905	NEWTON XX10 blue Low ESD S2	419
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769905	NEWTON XX10 blue Mid ESD S2	419
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729915	NOEL XX10 black Low ESD S2	419
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769921	NORMAN XX10 Mid ESD S3	420
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	72302	OFFICER XXB Low ESD S2	431
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729701	REACTION XXT Low ESD S3	400
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769701	REACTION XXT Mid ESD S3	400
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729851	REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3	400
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769851	REACTION XXT Pro BOA® Mid ESD S3	400
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769731	SANDER XXT ESD S3	400
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769831	SANDER XXT Pro BOA® ESD S3	400
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	719731	SCOTT XXT ESD S1P	400
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729731	SENEX XXT ESD S3	400
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729831	SENEX XXT Pro BOA® ESD S3	400
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729901	SENSATION XX10 Low ESD S3	420
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769901	SENSATION XX10 Mid ESD S3	420

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729720	SENSATION XXT Low ESD S2	399
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769720	SENSATION XXT Mid ESD S2	399
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	769752	TIMOTHY XXT GTX Mid ESD S2 CI	399
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	719820	TRAVIS XXT grey-red Easy ESD S1	398
SoftAstatic SAV-02	WELLMAXX	729820	TRAVIS XXT grey-red Low ESD S2	399
SoftAstatic SAV-02	WHITE	72015	WHITE Easy Low ESD S1	210
SoftAstatic SAV-02	WHITE	72016	WHITE Loop Low ESD S2	211
SoftAstatic SAV-02	WHITE	76016	WHITE Loop Mid ESD S2	211
SoftAstatic SAV-02	WHITE	72498	WHITE Slipper Low ESD S2	211
SoftAstatic SAV-02	WHITE	720171	WHITE Strap Low ESD S3	212
SoftAstatic SAV-02	WHITE	760171	WHITE Strap Mid ESD S3	212
SoftAstatic SAV-02	LOWA	5420	LARROX Work GTX black Lo S3 CI	412
SoftAstatic SAV-02	LOWA	5460	LARROX Work GTX black Mid S3 CI	412
SoftAstatic SAV-02	LOWA	5426	LARROX Work GTX blue Lo S3 CI	412
SoftAstatic SAV-02	LOWA	5466	LARROX Work GTX blue Mid S3 CI	412
SoftAstatic SAV-02	LOWA	5424	LARROX Work GTX grey Lo S3 CI	412
SoftAstatic SAV-02	LOWA	5464	LARROX Work GTX grey Mid S3 CI	412
SoftAstatic SAV-02	LOWA	5422	LARROX Work GTX red Lo S3 CI	412
SoftAstatic SAV-02	LOWA	5462	LARROX Work GTX red Mid S3 CI	412
SoftAstatic SAV-02	LOWA	5614	RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI	3
SoftAstatic SAV-02	LOWA	5654	RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI	3
SoftAstatic SAV-02	LOWA	5610	RENEGADE Work GTX green Lo S3 CI	3
SoftAstatic SAV-02	LOWA	5650	RENEGADE Work GTX green Mid S3 CI	3
SoftAstatic SAV-02	LOWA	5612	RENEGADE Work GTX red Lo S3 CI	3
SoftAstatic SAV-02	LOWA	5652	RENEGADE Work GTX red Mid S3 CI	3

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SA PUR-02	BAREFOOTER	92230	APACHE black Low 01	414
SoftAstatic SA PUR-02	BAREFOOTER	92220	APACHE black-white Low 01	414
SoftAstatic SA PUR-02	BAREFOOTER	92240	APACHE white Low 01	414
SoftAstatic SA PUR-02	BAREFOOTER	92260	KIOWA BOA® black Low 01	414
SoftAstatic SA PUR-02	BAREFOOTER	92250	MAIDU black Low 01	414
SoftAstatic SA PUR-02	BIOMEX DYNAMICS	712551	IMPULSE green Easy ESD S1P	369
SoftAstatic SA PUR-02	BIOMEX DYNAMICS	722551	IMPULSE green Low ESD S1P	369
SoftAstatic SA PUR-02	BIOMEX DYNAMICS	762551	IMPULSE green Mid ESD S1P	369
SoftAstatic SA PUR-02	BIOMEX DYNAMICS	71245	IMPULSE grey Easy ESD S1	367
SoftAstatic SA PUR-02	BIOMEX DYNAMICS	72245	IMPULSE grey Low ESD S1	367
SoftAstatic SA PUR-02	BIOMEX DYNAMICS	72271	REACTION grey Low ESD S3	369
SoftAstatic SA PUR-02	BIOMEX PROTECTION	765511	ARTURO black-red Mid ESD S3	384
SoftAstatic SA PUR-02	BIOMEX PROTECTION	765521	NICOLO black Mid ESD S1P	384
SoftAstatic SA PUR-02	BIOMEX PROTECTION	763421	RENZO Biomex ESD S3	14
SoftAstatic SA PUR-02	BIOMEX PROTECTION	765421	RENZO Biomex GTX ESD S3 CI	27
SoftAstatic SA PUR-02	BIOMEX PROTECTION	765501	TOMMASO green Mid ESD S1P	384
SoftAstatic SA PUR-02	BUSINESS	71306	ADVISER Low ESD S2	85
SoftAstatic SA PUR-02	BUSINESS	71301	ADVISER Low ESD S3	6
SoftAstatic SA PUR-02	BUSINESS	76347	CHELSEA XW Mid ESD S2	200
SoftAstatic SA PUR-02	BUSINESS	71307	OFFICER ESD S2	85
SoftAstatic SA PUR-02	BUSINESS	972312	OFFICER GTX XW ESD 02	199
SoftAstatic SA PUR-02	BUSINESS	72307	OFFICER XW ESD S2	200
SoftAstatic SA PUR-02	DIALUTION	725511	DIALUTION Low ESD S3	362
SoftAstatic SA PUR-02	DIMENSION PRO	71733	AMBITION blue Easy ESD S1	13
SoftAstatic SA PUR-02	DIMENSION PRO	72733	AMBITION blue Low ESD S1	13
SoftAstatic SA PUR-02	DIMENSION PRO	76733	AMBITION blue Mid ESD S1	13
SoftAstatic SA PUR-02	DIMENSION PRO	72752	AMBITION BOA® Low ESD S2	18
SoftAstatic SA PUR-02	DIMENSION PRO	76752	AMBITION BOA® Mid ESD S2	18
SoftAstatic SA PUR-02	DIMENSION PRO	72721	DUSTIN BOA® Low ESD S3	75
SoftAstatic SA PUR-02	DIMENSION PRO	727821	HORIZON Low ESD S3	75
SoftAstatic SA PUR-02	DIMENSION PRO	767821	HORIZON Mid ESD S3	75
SoftAstatic SA PUR-02	DIMENSION PRO	76643	MOTION Mesh Mid ESD S1	13
SoftAstatic SA PUR-02	DIMENSION PRO	722851	REACTION blue Low ESD S3	75
SoftAstatic SA PUR-02	DIMENSION PRO	762851	REACTION blue Mid ESD S3	75
SoftAstatic SA PUR-02	DIMENSION PRO	72753	RUSHER Low ESD S1	13

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7175101	ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 1	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7175102	ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 2	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7175103	ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 3	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7275101	ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7275102	ANTHONY red Low ESD S1P Typ 2	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7275103	ANTHONY red Low ESD S1P Typ 3	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7675101	ANTHONY red Mid ESD S1P Typ 1	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7675102	ANTHONY red Mid ESD S1P Typ 2	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7675103	ANTHONY red Mid ESD S1P Typ 3	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7279101	DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 1	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7279102	DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 2	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7279103	DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7679101	DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 1	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7679102	DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 2	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7679103	DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 3	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7171501	IMPULSE EA blue Easy ESD S1 Typ 1	386
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7171502	IMPULSE EA blue Easy ESD S1 Typ 2	386
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7171503	IMPULSE EA blue Easy ESD S1 Typ 3	386
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7271501	IMPULSE EA blue Low ESD S1 Typ 1	386
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7271502	IMPULSE EA blue Low ESD S1 Typ 2	386
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7271503	IMPULSE EA blue Low ESD S1 Typ 3	386
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7272601	IMPULSE EA blue Low ESD S2 Typ 1	387
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7272602	IMPULSE EA blue Low ESD S2 Typ 2	387
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7272603	IMPULSE EA blue Low ESD S2 Typ 3	387
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7672601	IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 1	387
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7672602	IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 2	387
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7672603	IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 3	387
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7283101	MASON Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 1	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7283102	MASON Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 2	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7283103	MASON Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 3	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7683101	MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 1	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7683102	MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 2	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7683103	MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 3	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7281101	MASON Pro Low ESD S3 Typ 1	393

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7281102	MASON Pro Low ESD S3 Typ 2	393
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7281103	MASON Pro Low ESD S3 Typ 3	393
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7681101	MASON Pro Mid ESD S3 Typ 1	393
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7681102	MASON Pro Mid ESD S3 Typ 2	393
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7681103	MASON Pro Mid ESD S3 Typ 3	393
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7282101	MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 1	397
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7282102	MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 2	397
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7282103	MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 3	397
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7682101	MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 1	397
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7682102	MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 2	397
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7682103	MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 3	397
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7277101	MATTHEW Low ESD S3 Typ 1	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7277102	MATTHEW Low ESD S3 Typ 2	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7277103	MATTHEW Low ESD S3 Typ 3	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7677101	MATTHEW Mid ESD S3 Typ 1	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7677102	MATTHEW Mid ESD S3 Typ 2	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7677103	MATTHEW Mid ESD S3 Typ 3	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7278101	MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 1	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7278102	MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 2	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7278103	MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 3	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7678101	MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 1	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7678102	MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 2	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7678103	MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 3	392
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7276101	MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 1	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7276102	MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 2	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7276103	MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 3	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7676101	MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 1	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7676102	MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 2	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7676103	MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 3	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7670101	TILL BOAA® EA Mid ESD S3 Typ 1	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7670102	TILL BOAA® EA Mid ESD S3 Typ 2	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7670103	TILL BOAA® EA Mid ESD S3 Typ 3	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7273101	WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 1	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7273102	WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 2	388

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7273103	WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 3	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7274101	WILLIAM red Low ESD S1P Typ 1	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7274102	WILLIAM red Low ESD S1P Typ 2	388
SoftAstatic SA PUR-02	ERGO-ACTIVE	7274103	WILLIAM red Low ESD S1P Typ 3	388
SoftAstatic SA PUR-02	E-TRACK	729611	JOURNEY black Low ESD S3	341
SoftAstatic SA PUR-02	E-TRACK	729621	JOURNEY blue Low ESD S1P	341
SoftAstatic SA PUR-02	E-TRACK	729641	JOURNEY blue-red Low ESD S1P	341
SoftAstatic SA PUR-02	E-TRACK	729630	JOURNEY grey Low ESD S1	339
SoftAstatic SA PUR-02	E-TRACK	729661	RUNAWAY black Low ESD S3	341
SoftAstatic SA PUR-02	E-TRACK	729671	RUNAWAY brown Low ESD S3	341
SoftAstatic SA PUR-02	E-TRACK	729685	WHITE Grip Low ESD S2	340
SoftAstatic SA PUR-02	FIRE	89601	CLAY ESD F2A	440
SoftAstatic SA PUR-02	FIRE	89631	COLIN GTX BOA® ESD F2A	440
SoftAstatic SA PUR-02	FIRE	89641	CRAIG GTX ESD F2A	440
SoftAstatic SA PUR-02	FIRE	89611	CRUZ GTX ESD F2A	440
SoftAstatic SA PUR-02	FIRE	89621	CURT GTX ESD F2A	440
SoftAstatic SA PUR-02	FIRE	89211	EURO PROOF F2A	26
SoftAstatic SA PUR-02	FIRE	89221	EURO PROOF GTX F2A	26
SoftAstatic SA PUR-02	FIRE	89231	FIRE PROOF GTX F2A	26
SoftAstatic SA PUR-02	FUN	723381	MAVERICK black Low ESD S3	332
SoftAstatic SA PUR-02	FUN	723391	MAVERICK black-red Low ESD S3	332
SoftAstatic SA PUR-02	FUN	763391	MAVERICK black-red Mid ESD S3	332
SoftAstatic SA PUR-02	FUN	723351	MAVERICK blue Low ESD S1P	332
SoftAstatic SA PUR-02	FUN	723341	MAVERICK red Low ESD S3	332
SoftAstatic SA PUR-02	L10	72109	BREEZER grey Low ESD S1	19
SoftAstatic SA PUR-02	L10	761091	EMOTION ESD S3	11
SoftAstatic SA PUR-02	L10	92110	MAROON Low ESD 02	5
SoftAstatic SA PUR-02	L10	72110	MAROON Low ESD S2	10
SoftAstatic SA PUR-02	L10	72106	SENSATION Low ESD S2	10
SoftAstatic SA PUR-02	L10	76106	SENSATION Mid ESD S2	10
SoftAstatic SA PUR-02	L10	721081	SHADOW Low ESD S3	11
SoftAstatic SA PUR-02	L10	761081	SHADOW Mid ESD S3	11
SoftAstatic SA PUR-02	L10	72123	SKATER ESD S2	10
SoftAstatic SA PUR-02	L10	721071	VINTAGE Low ESD S3	11

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SA PUR-02	L10	761071	VINTAGE Mid ESD S3	11
SoftAstatic SA PUR-02	MISS L10	74106	SENSATION Lady Low ESD S2	213
SoftAstatic SA PUR-02	MISS L10	74206	SENSATION Lady Mid ESD S2	213
SoftAstatic SA PUR-02	MISS L10	74151	VINTAGE Lady black Low ESD S3	214
SoftAstatic SA PUR-02	MISS L10	74251	VINTAGE Lady black Mid ESD S3	214
SoftAstatic SA PUR-02	MISS L10	74101	VINTAGE Lady Low ESD S3	214
SoftAstatic SA PUR-02	MISS L10	74201	VINTAGE Lady Mid ESD S3	214
SoftAstatic SA PUR-02	NEW CLASSICS	76685	BEN ESD S2	316
SoftAstatic SA PUR-02	NEW CLASSICS	72685	BRUNO ESD S2	316
SoftAstatic SA PUR-02	NEW CLASSICS	716271	LASLO ESD S1P	317
SoftAstatic SA PUR-02	NEW CLASSICS	72623	LEN ESD S2	316
SoftAstatic SA PUR-02	NEW CLASSICS	726231	LEN ESD S3	318
SoftAstatic SA PUR-02	NEW CLASSICS	72628	LEROY Low ESD S2	316
SoftAstatic SA PUR-02	NEW CLASSICS	726281	LEROY Low ESD S3	317
SoftAstatic SA PUR-02	NEW CLASSICS	76628	LEROY Mid ESD S2	316
SoftAstatic SA PUR-02	NEW CLASSICS	766281	LEROY Mid ESD S3	317
SoftAstatic SA PUR-02	NEW CLASSICS	76623	LEX ESD S2	316
SoftAstatic SA PUR-02	NEW CLASSICS	766231	LEX ESD S3	318
SoftAstatic SA PUR-02	NOVA	74801	IMPULSE Lady aqua Easy ESD S1P	323
SoftAstatic SA PUR-02	NOVA	74811	IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P	323
SoftAstatic SA PUR-02	NOVA	74831	IMPULSE Lady BOA® aqua Low ESD S1P	323
SoftAstatic SA PUR-02	NOVA	74841	IMPULSE Lady BOA® aqua Mid ESD S1P	323
SoftAstatic SA PUR-02	NOVA	74770	MAJA Easy ESD S1	320
SoftAstatic SA PUR-02	NOVA	74771	MAJA Easy ESD S1P	323
SoftAstatic SA PUR-02	NOVA	74741	MAJA GTX Mid ESD S3	322
SoftAstatic SA PUR-02	NOVA	74780	MAJA Low ESD S2	321
SoftAstatic SA PUR-02	NOVA	74781	MAJA Low ESD S3	323
SoftAstatic SA PUR-02	NOVA	74790	MAJA Mid ESD S2	321
SoftAstatic SA PUR-02	NOVA	74791	MAJA Mid ESD S3	323
SoftAstatic SA PUR-02	NOVA	74820	MIEKE Low ESD S2	321
SoftAstatic SA PUR-02	NOVA	74710	MILA aqua Easy ESD S1	320
SoftAstatic SA PUR-02	NOVA	74720	MILA aqua Low ESD S1	320
SoftAstatic SA PUR-02	SAFEGUARD	76591	JOHNNY ESD S3 CI	284
SoftAstatic SA PUR-02	SAFEGUARD	76521	JOSCHI ESD S3 CI	284

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbhMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SA PUR-02	SAFEGUARD	76531	JOSCHI GTX ESD S3 CI	284
SoftAstatic SA PUR-02	SAFEGUARD	768551	SANDER AL ESD S3	284
SoftAstatic SA PUR-02	SAFEGUARD	768531	SANDER BOA® ESD S3	284
SoftAstatic SA PUR-02	SAFEGUARD	727651	SCOTT BOA® ESD S1P	284
SoftAstatic SA PUR-02	SAFEGUARD	728551	SENX AL ESD S3	284
SoftAstatic SA PUR-02	SAFEGUARD	728531	SENX BOA® ESD S3	284
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	727641	ALESSIO Steel Low ESD S3	27
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	767641	ALESSIO Steel Mid ESD S3	27
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	767741	ALESSIO Steel Rubber Mid ESD S3	91
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	767761	ALESSIO Steel Rubber XW Mid ESD S3	205
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	767771	ALESSIO Steel Rubber XXW Mid ESD S3	205
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	727661	ALESSIO Steel XW Low ESD S3	203
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	767661	ALESSIO Steel XW Mid ESD S3	203
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	727671	ALESSIO Steel XXW Low ESD S3	203
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	767671	ALESSIO Steel XXW Mid ESD S3	203
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	68461	JORIS GTX S3 CI	91
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	727451	LAURENZO BOA® Low ESD S3	14
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	767451	LAURENZO BOA® Mid ESD S3	14
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	766841	LAURENZO PU Mid ESD S3	14
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	766941	LAURENZO Rubber Mid ESD S3	67
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	766961	LAURENZO Rubber XW Mid ESD S3	204
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	766981	LAURENZO Rubber XXW Mid ESD S3	204
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	60561	LUTZ S3 HI	91
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	65461	RENZO D30® Mid S3	91
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	67471	RENZO Glass S3 CR	91
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	765451	RENZO GTX Mid ESD S3 CI	27
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	765481	RENZO GTX XW Mid ESD S3 CI	203
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	765491	RENZO GTX XXW Mid ESD S3 CI	203
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	725841	RENZO Low ESD S3	27
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	765841	RENZO Mid ESD S3	27
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	764751	RENZO S High ESD S3 HI	91
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	65741	RENZO Winter S3 CI	14
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	725861	RENZO XW Low ESD S3	203
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	765861	RENZO XW Mid ESD S3	203

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	725881	RENZO XXW Low ESD S3	203
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	765881	RENZO XXW Mid ESD S3	203
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	78671	RIGGER Boot ESD S3 CI	14
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	721191	TILL Low ESD S3 HI	44
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	761191	TILL Mid ESD S3 HI	44
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	72061	TOBY Low ESD S3 HI	44
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	76061	TOBY Mid ESD S3 HI	44
SoftAstatic SA PUR-02	SAFETY-GRIP	86771	WILL S3 CI	27
SoftAstatic SA PUR-02	SPECIALS	64461	CARL S3 HI	91
SoftAstatic SA PUR-02	TRAINERS	72178	EASY blue ESD S1	49
SoftAstatic SA PUR-02	TRAINERS	72170	MOTION Air ESD S1	311
SoftAstatic SA PUR-02	TRAINERS	72182	MOTION Low ESD S2	312
SoftAstatic SA PUR-02	TRAINERS	728781	NICK ESD S3	32
SoftAstatic SA PUR-02	TRAINERS	76872	SANDER ESD S2	312
SoftAstatic SA PUR-02	TRAINERS	768321	SANDER ESD S3	56
SoftAstatic SA PUR-02	TRAINERS	71872	SCOTT ESD S1	311
SoftAstatic SA PUR-02	TRAINERS	72121	SCOTT ESD S1P	56
SoftAstatic SA PUR-02	TRAINERS	726661	SCOTT Pro ESD S1P	56
SoftAstatic SA PUR-02	TRAINERS	72872	SENEX ESD S2	312
SoftAstatic SA PUR-02	TRAINERS	728321	SENEX ESD S3	56
SoftAstatic SA PUR-02	TRAINERS	72131	SID ESD S3	56
SoftAstatic SA PUR-02	TRAINERS	72138	STEPHEN ESD S1	49
SoftAstatic SA PUR-02	TRAINERS	72825	SUNNY ESD S1	49
SoftAstatic SA PUR-02	TRAINERS	72622	TRIBUTE black Low ESD S2	312
SoftAstatic SA PUR-02	TREKKING LADY	742121	LENA black-blue Low ESD S3	426
SoftAstatic SA PUR-02	TREKKING LADY	746121	LENA black-blue Mid ESD S3	426
SoftAstatic SA PUR-02	TREKKING LADY	742141	LENA blue Low ESD S3	425
SoftAstatic SA PUR-02	TREKKING LADY	746141	LENA blue Mid ESD S3	425
SoftAstatic SA PUR-02	TREKKING LADY	742151	LENA BOA® Low ESD S3	425
SoftAstatic SA PUR-02	TREKKING LADY	746151	LENA BOA® Mid ESD S3	425
SoftAstatic SA PUR-02	TREKKING LADY	742131	LENA GTX black-red Low ESD S3 CI	425
SoftAstatic SA PUR-02	TREKKING LADY	746131	LENA GTX black-red Mid ESD S3 CI	425
SoftAstatic SA PUR-02	TREKKING LADY	746171	LILLY black High ESD S3 CI	425
SoftAstatic SA PUR-02	TREKKING LADY	746161	LILLY black Mid ESD S3	425

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SA PUR-02	TREKKING LADY	742102	LOTTE aqua Low ESD S2	424
SoftAstatic SA PUR-02	TREKKING LADY	746102	LOTTE aqua Mid ESD S2	424
SoftAstatic SA PUR-02	TREKKING LADY	742111	LOTTE GTX blue Low ESD S3 CI	425
SoftAstatic SA PUR-02	TREKKING LADY	746111	LOTTE GTX blue Mid ESD S3 CI	425
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729925	BREEZER XX10 Low ESD S1	418
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729310	BROKER XXB black Low ESD S1	430
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729311	BROKER XXB black Low ESD S1P	432
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729596	BROKER XXB blue Low ESD S1	430
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729593	DIRECTOR XXB black Low ESD S1	430
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729594	DIRECTOR XXB blue Low ESD S1	430
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729592	DIRECTOR XXB grey Low ESD S1	430
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	719460	ETHAN Easy ESD S1	302
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	741531	HANNAH XXTL black-red Easy ESD S1P	462
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	742531	HANNAH XXTL black-red Low ESD S3	462
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	746531	HANNAH XXTL black-red Mid ESD S3	462
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	742561	HANNAH XXTL BOA® black-red Low ESD S3	462
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	746561	HANNAH XXTL BOA® black-red Mid ESD S3	462
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	742581	HENNY XXTL black Low ESD S3	462
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	746581	HENNY XXTL black Mid ESD S3	462
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	741301	IMPULSE Lady XXTL blue Easy ESD S1P	462
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	742301	IMPULSE Lady XXTL blue Low ESD S1P	462
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	719755	IMPULSE XXT blue Easy ESD S1	398
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729755	IMPULSE XXT blue Low ESD S1	398
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729711	LAKERS XXT Low ESD S1P	400
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769711	LAKERS XXT Mid ESD S1P	400
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	974610	LANA black-red Low ESD 01	78
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729691	LANCE black Low ESD S1P	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729695	LANCE grey Low ESD S1	375
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729505	LONDON grey Low ESD S1	375
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	728110	LARKIN XXSports black-blue Low ESD S1	122
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	728111	LARKIN XXSports black-grey Low ESD S1P	124
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	728101	LARKIN XXSports blue Low ESD S1P	124
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729601	LELAND blue Low ESD S1P	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729581	LELAND GTX grey Low ESD S3	377

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729591	LELAND GTX lime Low ESD S3	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729425	LOGAN blue Low ESD S1	302
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729525	LONNY blue Low ESD S1	375
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	719521	LONNY red Easy ESD S1P	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729521	LONNY red Low ESD S1P	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	749531	MADDIE grey Easy ESD S1P	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	949502	MADDIE grey Low ESD O1	78
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	749501	MADDIE grey Low ESD S1P	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	929563	MADDOX black leather Low ESD O2	79
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729461	MADDOX black-grey Low ESD S3	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	929652	MADDOX black-red Low ESD O2	79
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729561	MADDOX black-red Low ESD S3	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769561	MADDOX black-red Mid ESD S3	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729571	MADDOX blue Low ESD S1P	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729161	MADDOX BOA® black-grey Low ESD S3	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729151	MADDOX BOA® black-red Low ESD S3	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769151	MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729631	MADDOX darkblue Low ESD S3	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729551	MADDOX grey-blue Low ESD S1P	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769551	MADDOX grey-blue Mid ESD S1P	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729241	MADDOX GTX W black-red Low ESD S3 CI	437
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769241	MADDOX GTX W black-red Mid ESD S3 CI	437
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729231	MADDOX W black-grey Low ESD S3	437
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729201	MADDOX W black-red Low ESD S3	437
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729651	MADDOX W yellow Low ESD S3	437
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729511	MALCOLM blue Low ESD S1P	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729501	MALCOLM grey Low ESD S1P	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729541	MALVIN blue Low ESD S3	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769541	MALVIN blue Mid ESD S3	377
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	723231	MANAGER XXB Low ESD S3	432
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	972540	MARC black Low ESD O2	79
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	972530	MARC white Low ESD O2	79
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	728121	MARTEN XXSports blue Low ESD S1P	124
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	768121	MARTEN XXSports blue Mid ESD S1P	124

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	728160	MARTEN XXSports grey-red Low ESD S1	122
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	728131	MARTEN XXSports Pro black Low ESD S3	124
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	768131	MARTEN XXSports Pro black Mid ESD S3	124
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	728141	MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Low ESD S3	124
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	768141	MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Mid ESD S3	124
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	728181	MARTY XXSports Low ESD S3	124
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729451	MILES Low ESD S3	304
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769451	MILES Mid ESD S3	304
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729440	MILOW Low ESD S2	303
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	725931	MILTON Low ESD S3	381
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	765931	MILTON Mid ESD S3	381
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729920	NED XX10 black Low ESD S2	419
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729910	NEWTON XX10 black Low ESD S2	419
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769910	NEWTON XX10 black Mid ESD S2	419
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729905	NEWTON XX10 blue Low ESD S2	419
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769905	NEWTON XX10 blue Mid ESD S2	419
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729915	NOEL XX10 black Low ESD S2	419
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769921	NORMAN XX10 Mid ESD S3	420
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	72302	OFFICER XXB Low ESD S2	431
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729701	REACTION XXT Low ESD S3	400
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769701	REACTION XXT Mid ESD S3	400
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729851	REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3	400
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769851	REACTION XXT Pro BOA® Mid ESD S3	400
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769731	SANDER XXT ESD S3	400
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769831	SANDER XXT Pro BOA® ESD S3	400
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	719731	SCOTT XXT ESD S1P	400
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729731	SENEX XXT ESD S3	400
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729831	SENEX XXT Pro BOA® ESD S3	400
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729901	SENSATION XX10 Low ESD S3	420
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769901	SENSATION XX10 Mid ESD S3	420
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729720	SENSATION XXT Low ESD S2	399
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769720	SENSATION XXT Mid ESD S2	399
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	769752	TIMOTHY XXT GTX Mid ESD S2 CI	399
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	719820	TRAVIS XXT grey-red Easy ESD S1	398
SoftAstatic SA PUR-02	WELLMAXX	729820	TRAVIS XXT grey-red Low ESD S2	399

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGE DER MANDER-MALMS SCHUHTECHNIK GMBH**

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
SoftAstatic SA PUR-02	LOWA	5420	LARROX Work GTX black Lo S3 CI	412
SoftAstatic SA PUR-02	LOWA	5460	LARROX Work GTX black Mid S3 CI	412
SoftAstatic SA PUR-02	LOWA	5426	LARROX Work GTX blue Lo S3 CI	412
SoftAstatic SA PUR-02	LOWA	5466	LARROX Work GTX blue Mid S3 CI	412
SoftAstatic SA PUR-02	LOWA	5424	LARROX Work GTX grey Lo S3 CI	412
SoftAstatic SA PUR-02	LOWA	5464	LARROX Work GTX grey Mid S3 CI	412
SoftAstatic SA PUR-02	LOWA	5422	LARROX Work GTX red Lo S3 CI	412
SoftAstatic SA PUR-02	LOWA	5462	LARROX Work GTX red Mid S3 CI	412
SoftAstatic SA PUR-02	LOWA	5614	RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI	3
SoftAstatic SA PUR-02	LOWA	5654	RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI	3
SoftAstatic SA PUR-02	LOWA	5610	RENEGADE Work GTX green Lo S3 CI	3
SoftAstatic SA PUR-02	LOWA	5650	RENEGADE Work GTX green Mid S3 CI	3
SoftAstatic SA PUR-02	LOWA	5612	RENEGADE Work GTX red Lo S3 CI	3
SoftAstatic SA PUR-02	LOWA	5652	RENEGADE Work GTX red Mid S3 CI	3

MANDER-MALMS

Mander-Malms GmbHMühlengasse 1
34281 GudensbergTel.: +49 (0) 56 03 91 82-200
Fax: +49 (0) 56 03 91 82-22info@mander-malms.de
www.mander-malms.de